



BOTAS PARA COMPRESIÓN

PRESO TERAPIA



Descripción

Equipo de presoterapia diseñado para mejorar la circulación sanguínea y linfática mediante compresión neumática secuencial. Las botas de compresión cuentan con 8 cámaras de aire que se inflan y desinflan en ciclos programados, estimulando el drenaje de líquidos, aliviando la fatiga muscular y favoreciendo la recuperación después de actividad física o tratamientos médicos.

Aplicaciones

- Fisioterapia y rehabilitación.
- Medicina deportiva y recuperación muscular.
- Reducción de edemas y retención de líquidos.
- Terapias para mejorar la circulación venosa y linfática.
- Uso en casa para descanso y alivio de piernas cansadas.

Características técnicas

- Número de cámaras de aire: 8 (desde pie hasta muslo).
- Modos de trabajo: 5 programas de ciclo.
- Presión ajustable: 30 – 250 mmHg.
- Tiempo de uso programable: 10 – 30 minutos.
- Control digital: panel de fácil manejo con indicadores de presión y programas.
- Alimentación: 110–220 V / 50–60 Hz.
- Accesorios incluidos: botas de compresión, control digital, mangueras de conexión, manual de uso.

Tallas disponibles

- Talla XL → 90 cm de largo (recomendada para altura 155–175 cm).
- Talla XXL → 100 cm de largo (recomendada para altura 175–185 cm).
- Talla XXXL → 110 cm de largo (recomendada para altura mayor a 185 cm).



Beneficios

- Estimula la circulación sanguínea y linfática.
- Reduce la inflamación y retención de líquidos.
- Favorece la eliminación de toxinas y desechos metabólicos.
- Alivia dolores musculares y acelera la recuperación post-ejercicio.
- Disminuye la sensación de piernas cansadas.