



# CINTA MÉTRICA MUAC PEDIÁTRICA

## BRAZO 6-59 MESES



La Cinta Métrica MUAC Pediátrica es una herramienta médica esencial para la detección temprana y evaluación nutricional en niños. Diseñada para ser utilizada tanto por profesionales de la salud como por voluntarios comunitarios, permite identificar con precisión el riesgo de desnutrición y la necesidad de intervención inmediata.

### ◆ Características Destacadas

- ✓ **Indicador confiable de riesgo de desnutrición:** Más efectivo que la relación peso-estatura para evaluar la **mortalidad asociada a la desnutrición**.
- ✓ **Material resistente y flexible:** Fabricada con **material PP especial**, duradero y fácil de usar.
- ✓ **Diseño optimizado:** Con **20 mm de ancho** para garantizar una colocación precisa en el punto medio del brazo sin causar presión excesiva.
- ✓ **Codificación por colores para fácil interpretación:**
  - **Rojo (MUAC < 110 mm / 11.0 cm):** Desnutrición aguda severa. Urgente intervención.
  - **Amarillo (MUAC 125-135 mm / 12.5-13.5 cm):** Riesgo de desnutrición aguda. Requiere seguimiento y asesoramiento nutricional.
  - **Verde (MUAC > 135 mm / 13.5 cm):** Estado nutricional adecuado.

### 📌 Aplicaciones

- ✓ Centros de salud y hospitales
  - ✓ Programas de nutrición y salud comunitaria
  - ✓ Evaluación en emergencias humanitarias
  - ✓ Seguimiento del crecimiento infantil
- 💡 **Fácil de usar, precisa y crucial para salvar vidas. ¡Una herramienta indispensable en la lucha contra la desnutrición infantil!**