




## COMBO CAMA ELÉCTRICA DE CUATRO PLANOS

### BARANDAS, C Y P ABS EN PLÁSTICO CM - 053



- • Tendido en lámina cold rolled C. 22.
- • Dividido en cuatro secciones, uno fijo y tres móviles, accionados por control de mando eléctrico.
- • Cabecero y piecero en plástico inyectado ABS, desmontables para fácil limpieza.
- • Guarniciones plásticas en las cuatro esquinas, para protección de la cama.
- • Estructura resistente en tubo rectangular de 2X1" C.16.
- • Barandas laterales en plástico ABS, con descenso neumático, y guardan debajo de la cama.
- • Atril porta suero cromado.
- • Gancho soporte para bolsa de drenaje.
- • Dos motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libres de mantenimiento.
- • Módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.
- • Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, pelvis.
- • Dimensiones: Largo 2.00 m, Ancho 0.90 m, Alto 0.50 m.
- • Con cuatro ruedas de 5" doble carril antibacterial, dos con freno.
- • Capacidad de carga: 200kg --- - 250kg.
- • Terminado en pintura electrostática en polvo.



- Colchón Antiescaras Forro Tipo Clínico
- Diseñado en espuma densidad 26 rosada y espuma troquelada antiescaras.
- Con forro Antifluído Tipo Clínico Añadido y Cremallera
- medidas 90x190x15 cm



- Fabricada con microfibras de silicona de alta calidad, esta almohada se adapta perfectamente a la forma de tu cabeza y cuello, proporcionando una sensación de suavidad y frescura sin igual.
- Medidas: 50 x 70cm