



COMBO CAMA HOSPITALARIA MECÁNICA 3 PLANOS

CM-045



- ✦ Tendido en lámina cold rolled C. 22.
- ✦ Dividido en tres secciones, accionados por manivela.
- ✦ Estructura resistente en tubo rectangular de 2 X 1" C.16.
- ✦ Tubo redondo 1" 1/4 C.18 en cold rolled.
- ✦ Cabecero y piecero en melamínico de 15mm.
- ✦ Barandas laterales abatibles en tubo redondo de 7/8" C.18.
- ✦ Atril porta suero cromado.
- ✦ Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas.
- ✦ Dimensiones: Largo 2.00 m, Ancho 0.90 m, Alto 0.50 m.
- ✦ Cuatro ruedas de 3" doble carril antibacterial, dos con freno.
- ✦ Capacidad de carga: 200kg - 250kg.
- ✦ Terminado en pintura electrostática en polvo.



- Colchón Antiescaras Forro Tipo Clínico
- Diseñado en espuma densidad 26 rosada y espuma troquelada antiescaras.
- Con forro Antifluído Tipo Clínico Añadido y Cremallera
- medidas 90x190x15 cm



- Fabricada con microfibras de silicona de alta calidad, esta almohada se adapta perfectamente a la forma de tu cabeza y cuello, proporcionando una sensación de suavidad y frescura sin igual.
- Medidas: 50 x 70cm