



COMBO CAMA HOSPITALARIA MECÁNICA

CUATRO PLANOS Y CAMBIO DE ALTURA CM-044



- ❖ Tendido en lámina cold rolled C. 22.
- ❖ Dividido en cuatro secciones, uno fijo y tres móviles, accionados por manivelas.
- ❖ Cabecero y piecero en plástico inyectado ABS, desmontables para fácil limpieza.
- ❖ Guarniciones plásticas en las cuatro esquinas, para protección de la cama.
- ❖ Estructura resistente en tubo rectangular de 2X1" C.16.
- ❖ Barandas laterales en plástico ABS, con descenso neumático, y guardan debajo de la cama.
- ❖ Atril porta suero cromado.
- ❖ Gancho soporte para bolsa de drenaje.
- ❖ Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, pelvis, cambio de altura.
- ❖ Dimensiones: Largo 2.00 m, Ancho 0.90 m
- ❖ Altura mín. 0.45 m máx. 0.65 m.
- ❖ Con cuatro ruedas de 5" doble carril antibacterial, dos con freno.
- ❖ Capacidad de carga: 200kg - 250kg.
- ❖ Terminado en pintura electrostática en polvo.



- Colchón Antiescaras Forro Tipo Clínico
- Diseñado en espuma densidad 26 rosada y espuma troquelada antiescaras.
- Con forro Antifluído Tipo Clínico Añadido y Cremallera
- medidas 90x190x15 cm



- Fabricada con microfibras de silicona de alta calidad, esta almohada se adapta perfectamente a la forma de tu cabeza y cuello, proporcionando una sensación de suavidad y frescura sin igual.
- Medidas: 50 x 70cm