

## HIDROCOLECTOR



### Descripción

Tanque paquetero rectangular de acero inoxidable de altacalidad, con control de encendido y apagado incluye Rejilla porta-paquetes durable y fácil mantener. Tienen una fuente constante de la temperatura de los paquetes calientes, mantenimiento fácil para llenar y drenar. 6 PAQUETES

### Características

- Diseño de acero inoxidable duro, fiable.
- Fácil de llenar con agua. No necesita bombeo.
- Se mantiene constante la temperatura de los HotPacs.
- Tanque de 220 V.
- Fuente de alimentación: 110 ~ 240 V 50/60 Hz.
- Consumo de energía: 1000 W
- Peso: 7 kg
- Dimensiones: 33 x 20 x 41 cm
- Clase de seguridad eléctrica: Clase 1, Tipo B
- Pruebas de seguridad: EN 60601-1
- Capacidad del tanque: 15 L
- Rango de temperatura: 71 - 74°
- Temperatura de parada térmica: 82 - 85°
- Precisión: 10%
- Tiempo de calentamiento (a 70°C): 2h
- Tiempo de enfriamiento (a 70°C): 1 h
- Aislamiento de fibra: no.