



KIT DE SUTURA COMPLETO

PRÁCTICAS



Este kit integral está diseñado para estudiantes y profesionales del área de la salud, proporcionando todas las herramientas necesarias para el perfeccionamiento de técnicas de incisión, manejo de tejidos y sutura en un entorno simulado de alta fidelidad.

Estuche de disección 9 piezas



Para estudiantes y profesionales de la salud



Cortar suturas, gases y otros materiales



Cortar suturas, gases y otros materiales



Se puede esterilizar por diferentes métodos




Servicio al cliente




3 Años de garantía

Pad de sutura




3 capas que simulan la piel



Superficie antideslizante



Material resistente



Diferentes patrones de práctica

- Pad de silicona con 3 capas que simula la piel, grasa y músculo, ideal para practicar el proceso de sutura por estudiantes del área de la salud.



Suturas (5 unidades)

- Material: Polipropileno (No absorbible).
- Configuración: Monofilamento con aguja de acero inoxidable.
- Referencia común: USP 3/0, longitud de 75 cm.

Hojas de Bisturí (4 unidades)

- Compatibles con los mangos No. 3 y No. 4 incluidos.
- Acero al carbono/inoxidable de alta precisión.

