



SILLA PATO ESPECIAL

MARCA MAFET



Características

- Fabricada en tubería de base cuadrado de 1½ cold rolled.
- Recipiente en plástico para recolección de desechos.
- Espaldares 1" dividido en 2 secciones de espuma rosada y tapizado en cordobán
- Asiento con orificio sanitario, elaborado en espuma rosada y tapizado en cordobán
- Descansabrazos tapizados.
- plataforma para apoyar los pies.
- Asas de empuje.
- 4 ruedas de 3" con freno para asegurar después del desplazamiento.
- Dimensiones: Largo 60 cm - Ancho 54 cm.
- Terminado en acero cold rolled y pintura electrostática.
- Cambio de altura por medio de pedal hidráulico.
- Altura máxima: 1,06 cm – Altura mínima: 90 cm
- Broche de plástico negro para aseguramiento del espaldar.
- Pato coprológico plástico.