



# SIMULADOR AVANZADO

DE CATETERISMO 3B SCIENTIFIC



## Descripción

El Set de entrenador de cateterismo permite mostrar, practicar y evaluar de manera realista el cateterismo vesical tanto masculino como femenino. Las piezas genitales se intercambian fácilmente y se colocan en el soporte mediante sujeciones magnéticas. Ambas piezas están fabricadas en material blando. El prepucio y los labios son movibles y el pene se puede estirar. De este modo, el estudiante practica todos los movimientos manuales (p. ej. desinfección) para realizar el cateterismo. El material de las piezas genitales proporciona una sensación realista al insertar y extraer el catéter de la vejiga, con una resistencia y una profundidad de inserción muy próximas a las de un paciente real.

## Aprendizaje directo:

Al colocar correctamente el catéter se expulsa líquido por el extremo del conducto, igual que en los pacientes reales. La vejiga transparente permite supervisar en todo momento la posición del catéter.

## Diferentes niveles de dificultad:

La pieza insertable masculina permite regular tres niveles de estrechamiento uretral. La posición más estrecha no permite la inserción del catéter, lo cual conduce a la conclusión de que se requiere un catéter suprapúbico.

## Ventajas del entrenador de cateterismo:

- Cateterismo femenino y masculino con resistencia realista
- 3 niveles regulables de estrechamiento uretral
- Prepucio y labios suaves y movibles
- Expulsión de líquido al insertar catéter correctamente
- Posibilidad de controlar el procedimiento gracias a vejiga transparente
- Soporte seguro con pies antideslizantes para trabajar sobre una mesa
- Sujeciones magnéticas para montaje y sustitución rápidos
- Fácil limpieza, piezas totalmente desmontables

## Indicación:

Recomendamos el uso de catéteres que cuenten con un solo ojo o con dos ojos nivelados. Son aptos tanto los catéteres de silicona como de PVC. Recomendamos los catéteres siguientes:

- Estenosis uretral «estrechamiento abierto» = catéter Ch 16 o catéter con balón Ch 14
- Estenosis uretral «estrechamiento parcial» = catéter Ch 14 o catéter con balón Ch 12