




SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO

GINECOLOGICO 3B SCIENTIFIC



Descripción

El simulador ginecológico a tamaño real de la parte inferior del cuerpo femenino adulto proporciona a estudiantes y formadores la experiencia gráfica del examen vaginal mediante espéculo, palpación pélvica bimanual, técnicas de inserción de DIU, determinación del tamaño y colocación del diafragma, sondaje uterino y observación de cérvix normal y anormal.

Características

- Funciones del Simulador ginecológico GYN/AID® para la práctica:
- Parte inferior del cuerpo femenino adulto a tamaño real con piel externa suave desmontable
- Un útero normal anteverso con parte superior transparente y ligamentos redondos
- Siete úteros, de los cuales uno normal de "control" y seis con anomalías uterinas externas
- Dos cérvix normales con orificio cervical evidente para inserción/extracción de DIU
- El útero y la cervix presentan un diseño patentado de "tornillo" para una sustitución rápida y sencilla
- Inserción y extracción de esponja anticonceptiva
- Inserción y extracción de preservativo femenino
- Inserción y extracción de diafragma y capuchón cervical
- Fimbrias anatómicamente precisas