




# SIMULADOR DE INYECCIÓN

INTRADERMICA 3B SCIENTIFIC

## Descripción

Este simulador consiste de un antebrazo desde la muñeca (de la mano) hasta justo por debajo del codo. La consistencia realista y la óptica de la piel de vinilo forman unas condiciones idóneas y fieles al natural para practicar. El simulador está dotado de ocho puntos para practicar la inyección intradérmica.



## Características

- Con una inyección auténtica de líquido se forma el típico habón. Éste se puede eliminar aspirando a continuación el líquido. Cada punto de inyección puede volver a ser utilizado por docenas de estudiantes.
- Incluye: Material obturador, jeringa y maletín de transporte.

<b>Item no.</b>	1005628.
<b>Parte del cuerpo</b>	Antebrazo
<b>Tipo de inyección</b>	Intradérmica
<b>Lugares de la inyección</b>	Ocho
<b>Inyección adecuada</b>	Se forma una roncha en la piel