

ULTRASONIDO US 1000



Características:

- Tres configuraciones de potencia de salida
- Temporizador con apagado automático después de 30 minutos
- Manual de instrucciones

Especificaciones:

- 1 US 1000 3ra edición
- 1 adaptador tipo AC
- 1 tubo de 59 ml con gel de ultrasonido
- Estuche de plástico duro con los compartimentos para cada uno de los elementos que aquí se incluyen
- Manual de instrucciones

Especificaciones técnicas:

- Potencia: Adaptador tipo AC con capacidad para generar de 100-240 voltios
- Frecuencia: 1.0 MHz \pm 10%
- Intensidad: 1.6W/cm² (Baja), 2.6W/cm² (Media), 4.6W/cm² (Alta)
- Ciclo de trabajo: 8% (Bajo), 14% (Medio), 29% (Alto)
- Ancho de pulso: Bajo: 8% 0.5mS \pm 10%, Medio: 14% 1mS \pm 10%, Alto: 29% 2mS \pm 10%
- Tiempo de trabajo: 30 Minutos