



ULTRASONIDO PROFESIONAL

SOUNDCARE PLUS



Descripción

El Sound Care Plus es un dispositivo profesional y es el único que viene de serie con 2 cabezales de sonido, de 1 cm y 5 cm, ambos pueden ser conectados en el equipo al mismo tiempo, de esta forma el usuario puede cambiar entre cabezales con solo pulsar un botón.

Características

- Se utiliza para el tratamiento del dolor muscular crónico y agudo
- Frecuencia de 1 y 3 MHz
- Programas predeterminados: 10
- Aplicadores estándar de: 1 cm y 5 cm
- Intensidad máxima: 3 W/cm²

Especificaciones

- Fácil de operar, el usuario puede cambiar entre las varitas con la simple pulsación de un botón. Viene completo con dos cabezales de sonido, de 1 cm y de 5 cm para una terapia más específica.
- Se utiliza para el tratamiento del dolor muscular crónico y agudo.
- El usuario puede cambiar entre los cabezales o trabajar con ambos a la vez sólo con sólo pulsar un botón.
- Totalmente funcional a 1 MHz y 3 MHz.
- 1 cm y 5 cm cabezales incluidos.
- 10 memorias pre establecidas o definidas por el usuario para la terapia pulsada y continua.
- Diseño ergonómico con mango.
- Equipado con cabezales de sonido duales, que miden 1 cm y 5 cm, este aparato de ultrasonido de nivel experto permite una terapia muy específica. El usuario puede alternar rápidamente entre cabezales, gracias al botón fácil de usar, mientras disfruta de los beneficios de 10 funciones preprogramadas.