




DETECTOR DE VENAS POR INFRARROJO PORTÁTIL



CARACTERÍSTICAS:

- Fácil de operar con interruptor de encendido incorporado y ajuste de brillo para encontrar venas en niños y ancianos durante las inyecciones IV.
- Fuente de luz LED, IV quad core, brillo de hasta 97000lx, disipación de calor con ventilación trasera y protección de alta temperatura.
- Versátil y adecuado para niños, ancianos, obesos, pacientes con edema normal, varices y otras personas de todas las edades.
- Es ligero y portátil, lo que lo convierte en un práctico artilugio de ayuda en casa para médicos y enfermeras que viajan.
- Adecuado para su uso en hospitales, clínicas pediátricas, clínicas quirúrgicas, guarderías, etc.

ESPECIFICACIONES:

- Modelo: Infrared vein developer Portable display of venous vessels Vascular developer.
- Batería de litio de 12,6 V.
- Tensión máxima CA - 1V.
- Tensión máxima CC - 1V.
- Corriente máxima CA - 1 mA.
- Corriente máxima CC - 1 mA.
- Frecuencia máxima - 1 Hz.
- Cargador: DC 8,4/1000 mA.
- Material: Plástico.
- Tamaño: aprox. 190 x 35 mm/7,48 x 1,38 in.
- Color: Blanco Cantidad.
- 1 juego Nota Nota.

INCLUYE:

- El juego incluye:
- 1 x venoso visor
- 1 x cargador.
- 1 x manual de usuario (los demás accesorios que aparecen en la demostración no están incluidos).