

Succionador portátil

7E-C Pulmo-med



Ideal para uso en clínicas, hospitales, consultorios y servicios domiciliarios, gracias a su facilidad para transportarlo.

Poder de succión de 15 LPM permite amplio poder de succión con nivel de ruido por debajo de < 65dB.

Alta presión de vacío de hasta 760mmHg con válvula de protección contra sobre flujo, que evita derrames y entrada de

Botella de 1.000CC plástica reusable y de fácil lavado, Ajuste de aspiración regulable de 15 - 760 mmHg

Especificaciones Técnicas:

Nivel de ruido: Menor o igual a 65 db

Modo de operación: Continuo, hasta 40 minutos

Panel de control para encendido y apagado

Regulación del nivel de succión, motor libre de lubricación

Funcionamiento por medio de vena rotatoria

Máximo vacío: control regulable de aspiración (150 ~ 760 mm/Hg)

Control regulable de aspiración mediante válvula de acuerdo al paciente (adulto - pediátrico).

Capacidad de succión: Mayor o igual a 15 LPM

Capacidad de recipiente: 1000 ml

Filtro hidrofóbico y antibacterial

Fuente de alimentación: AC 110 V

± 10% / 50 ~ 60 Hz

Accesorios incluidos: Recipiente de secreciones, filtro, manguera de succión, conectores y adaptadores.

