



SILLA DE RUEDAS ESPALDAR RECLINABLE



Descripción

Silla de Ruedas Con Espaldar Reclinable y Soporte Cefálico cuenta con Reposapiés elevables para el paciente post-operatorio y/o lesiones ortopédicas y traumáticas en piernas y pies, facilita el traslado del paciente de la cama a la silla de ruedas con el desmonte de los reposabrazos, permite el ingreso del paciente a espacios reducidos con el desmonte de los reposapiés, espaldar reclinable para post-operatorio de cadera tronco, brinda mayor comodidad al paciente.

Especificaciones

- Altura Del Asiento 50 Cm
- Altura De La Silla De Ruedas 120 Cm
- Ancho Silla De Ruedas 64 Cm
- Ancho Del Asiento 46 Cm
- Capacidad De Peso 100 Kg
- Diámetro Rueda Delantera 20 Cm
- Diámetro Rueda Trasera 58 Cm
- Peso 26 Kg
- Tapicería Nylon
- Reposapiés Elevables, con plataforma abatible.
- Estructura Acero pintado
- Estilo del respaldo Reclinable.
- Clasificación de riesgo Clase I (riesgo bajo)
- Reposabrazos Removibles