



DOPPLER FETAL TUN TUN GMD



Descripción

El Doppler Fetal Tun Tun GMD es ideal para el monitoreo fetal en casa, proporcionando seguridad y confianza a los futuros padres. Diseñado para detectar los latidos del corazón del feto a partir de la semana 16 de gestación, utiliza tecnología de ultrasonido continuo de 2,5 MHz, garantizando una alta precisión con un rango de medición de 50 a 210 bpm y una exactitud de ± 2 bpm.

Características

- Tecnología de ultrasonido continuo de 2,5 MHz
- Sensibilidad desde la semana 16 de gestación
- Fácil de usar y transportar
- Monitoreo seguro en casa
- Parlante interno y salida de audífonos

Especificaciones

- Frecuencia: 50 – 210 bpm
- Semanas mínimas de embarazo: 16
- Latidos por minuto detectables: 50 - 240
- Tipo de alimentación: Pila
- Incluye pilas: No
- Tipo de pila: AAA
- Con salida para audífonos: Sí
- Es portátil: Sí