



BÁSCULA DIGITAL PEDIÁTRICA

MODELO BY90



Con la báscula para bebés BY 90 de Beurer podrá controlar de forma óptima el peso de su pequeño. Además, en la aplicación correspondiente "beurer BabyCare" podrá visualizar todos los datos de forma práctica. Por otra parte, la función "hold" permite medir el peso fácilmente incluso cuando el bebé patalea.

Control del peso óptimo de su bebé mediante la aplicación "beurer BabyCare"

Transferencia de datos entre el smartphone y la báscula por Bluetooth®

Función "hold" automática y manual para registrar el peso de los bebés mientras patalean

Pantalla LCD grande (cifras de 23 mm)

Superficie cóncava

Mecanismo de encendido: Button-On

Capacidad de carga: 20 kg

Fácil de limpiar

Patas de goma antideslizantes resistentes al desgaste

Cinta métrica integrada para medir su estatura

Posiciones de memoria de valores de medición: 10

Mecanismo de desconexión automática

Descarga gratuita de la aplicación "beurer BabyCare"



Capacidad de carga
Hasta 20 kg



Precisión
En intervalos de 5 gramos



Métrica integrada
Cinta métrica integrada para medir su estatura



Función de tara

Práctica función de pesaje - permite pesar al bebé por ejemplo encima de su manta preferida o sobre una toalla

