



## BÁSCULA DIGITAL SECA ROBUSTA 813



- Reforzada con un sólido marco de acero. Para personas de hasta 200 kg de peso.
- Piessoportes de caucho antideslizantes. Para una posición segura.
- Gran pantalla LCD. Para una lectura fácil.
- Más de 165 años de experiencia. Para un máximo de precisión.
- Del líder mundial en tecnología médica de pesaje y medición.

### seca robusta 813:

La grandeza de aligerar tareas de peso.

Observe las amplias dimensiones de esta plataforma de pesaje, que ofrece una posición segura incluso para personas de gran estatura o de cuerpo muy voluminoso. Para aliviar el pesaje a las personas de dimensiones importantes.



### seca robusta 813

#### Datos técnicos

- Capacidad: 200 kg / 440 lbs / 31 sts
- División: 100 g / 0,2 lbs
- Dimensiones (BxHxA): 433 x 47 x 373 mm
- Peso: 2,6 kg
- Funciones: "step off", Auto-HOLD, desconexión automática
- El suministro incluye: 4 pilas tipo AAA, 4 patas de ajuste para alfombras

Material de dos componentes de alta calidad y con relieve, suave como el caucho.



Grandes dígitos LCD. Para una lectura fácil.