

ESPARADRAPO DE TELA SUPREME

4"



Tubo de esparadrapo tipo tela contiene: 4" x 10 Yds.

Ideales para el soporte y fijación de apósitos, vendajes, catéteres, sondas, drenes y curaciones en general.

Alta adherencia gracias a su adhesivo a base de óxido de zinc, resinas y emolientes.

No aplicar directamente sobre heridas.

Si presenta alguna alteración o irritación consulte a su médico.

Consérvese a temperatura ambiente en una superficie limpia y seca.