



DESINFECTANTE ALCOSOFT GEL GLICERINADO



Descripción:

Es un compuesto desinfectante a base de alcohol etílico de acción bactericida rápida contra formas bacterianas vegetativas. También es Tuberculicida y Virucida.

Instrucciones de uso:

Aplique el producto sobre el dispositivo y/ozona a desinfectar y deje actuar por 5 minutos. No requiere ser enjuagado con agua.

Composición:

Gluconato de clorhexidina 4%, cloruro de cetrimonio con acción equivalente a la cetrimida, agua y excipiente

Precauciones y advertencias:

- *Manténgase fuera del alcance de los niños.
- *NO apto para el consumo humano
- *Mantenga el producto bien tapado en un lugar fresco.
- *Producto inflamable
- *En caso de irritación, consulte al médico

Usos:

médicos, instrumental y equipos en el sector clínico-odontológico, hospitalario y desinfección prequirúrgica de piel intacta, con el fin de prevenir el desarrollo de procesos infecciosos.