



LASER TERAPÉUTICO PORTÁTIL

FISIOTERAPIA



Denominado también como láser terapia de baja intensidad (Low Level Laser Therapy). Con el laser terapeutico estimulas la regeneración celular e incrementas la circulación sanguínea. Este emplea una luz de penetración profunda que promueve una cadena de reacciones químicas conocidas como fotobioestimulación. Este proceso puede ayudar a disminuir el dolor a través de la liberación de endorfinas. También la regeneración celular para acelerar los procesos curativos

ESPECIFICACIONES

- Potencia total de salida: 1060mW \pm 20%.
- Rango de tiempo: 5-30 minutos.
- Modo de trabajo: Continuo/Pulsátil.
- Fuente de energía: Batería de litio con capacidad de 3400 mAh.
- Voltaje adaptador: AC100-240V.

CONTENIDO

- Dispositivo láser.
- Gafas de protección.
- Cable USB.
- Adaptador para conexión a toma corriente.
- Manual del usuario.
- Maletin + caja.

