



MASAJEADOR MUSCULAR PERCUTOR CON ACCESORIOS



Masajeador muscular firsthealth percutor con accesorios Batería de litio recargable

- Color: Negro
- 30 niveles ajustables de velocidad
- 4 Cabezales de masaje reemplazables
- Cabezal en U: Aplica para masajear la columna cervical, la columna vertebral y el tendón de Aquiles.
- Cabezal redondo pequeño: Adecuada para relajar y dar forma a varios músculos
- Cabezal cónico: Adecuada para grupos de músculos grandes como cintura, glúteos, muslos, pantorrillas, espalda y brazos.
- Cabezal plano pequeño: Adecuada para impactar tejidos profundos como meridianos, palmas y plantas de los pies.
- 2 horas de carga Carga con cable USB
- 5V 1A (Sin adaptador)