



MASCARA NASAL N5A

BMC



La Máscara Nasal sin apoyo frontal, Referencia N5A, Su diseño carece de marco en la frente, lo que optimiza la comodidad del paciente durante su utilización. Es un accesorio esencial para dispositivos de ventilación (CPAP, BPAP, AUTOCPAP) que proporcionan terapia de presión positiva continua o binivel en las vías respiratorias sin requerir una invasión.

Componentes:

- Almohadilla Nasal
- marco
- Arnes
- Tubo corto para adaptación a la manguera del cpap.

Características principales:

Ofrece libertad de movimiento y minimiza las posibles fugas de aire, aumentando la eficacia de la terapia. Cuenta con un codo giratorio de 360 grados que permite un ajuste flexible. Dispone de broches de ajuste para adaptarse al contorno facial del usuario. Los orificios de ventilación incorporan un diseño de última generación que reduce el ruido durante el tratamiento.

Su estructura se compone exclusivamente de cojín y marco principal, simplificando el montaje, desmontaje y limpieza.

Especificaciones Técnicas:

Rango de presión de terapia: 4 a 25 cmH₂O.

Rendimiento de flujo:

- A 4 cmH₂O: 19 L/min.
- A 9 cmH₂O: 30 L/min.
- A 15 cmH₂O: 39 L/min.
- A 20 cmH₂O: 46 L/min.
- A 25 cmH₂O: 52 L/min.

Resistencia:

- A 50 L/min: 0,2 cmH₂O.
- A 100 L/min: 0,8 cmH₂O.

Materiales: Almohadilla siliconada, sin contenido de látex.