



MICROSCOPIO BINOCULAR ADVANCET II



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cabezote binocular Seidentopf con inclinación de 30° y 360° de rotación.
- ▶ Distancia inter pupilar de 55-75mm. Ajuste dióptrico en ocular izquierdo.
- ▶ Oculares alto punto y campo amplio EW 10X - Φ 20 mm.
- ▶ Objetivos removibles de alto contraste de 4X, 10X, 40X (s), 100X (s, oil).
- ▶ Rango de Magnificación 40X a 1000X.
- ▶ Rango de enfoque 30mm con intervalo de 0.002mm.
- ▶ Porta objetivos giratorios, para 4 objetivos removibles.
- ▶ Estativo de 140mm x 140mm. Carro mecánico escala Vernier 75mm x 50mm.
- ▶ Ajuste de enfoque coaxial macro y micrométrico.
- ▶ Condensador NA=1.25 ABBE Ajustable.
- ▶ Diafragma de iris y filtro, de piñón y cremallera de ajuste.
- ▶ Iluminación LED con brillo ajustable.
- ▶ Sistema de Cámara Digital Incorporada, 1.3 Megapíxeles Chip CMOS.
- ▶ Salida de imagen: USB 2.0 para PC, RCA . Alta resolución CHIP, RCA, S-Video.
- ▶ S-Video para TV con PAL o NTSC. DN-2 micro software proceso de imagen.



MODELO
COD. 4110017