



MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLÓGICO CX23 LED MARCA OLYMPUS



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Microscopio binocular CX23 para campo claro con tratamiento antifúngico.
- ▶ Ajuste izquierdo y derecho de dioptrías.
- ▶ Rango de ajuste de distancia inter pupilar 48 - 75 mm. Sistema óptico al infinito.
- ▶ Oculares: 10x/fn 20, inclinación del tubo: 30°.
- ▶ Objetivos plan acromáticos antifúngicos: 4x, 10x, 40x y 100x (oil).
- ▶ Revolver para 4 objetivos con inclinación interna para un área de trabajo más grande sobre la platina (platina sin cremallera)
- ▶ Condensador ABBE A.N. 1.25.
- ▶ Fuente de iluminación led que ofrece un período de funcionamiento que puede prolongarse hasta 20.000 horas y esta equilibrada con la luz del día.
- ▶ Perilla micrométrica / Cable de poder ▶ Funda protectora / aceite de inmersión
- ▶ Empuñaduras ergonómicas que ofrecen seguridad al mover el microscopio.
- ▶ Tornillo de fijación para mantener el tubo de observación en su lugar.
- ▶ Compartimiento ubicado en la parte posterior del microscopio cx23 que permite guardar el cable de alimentación después de haberlo utilizado
- ▶ Ranura seguridad integrada: permite asegurar microscopio a un cable antirrobo.



MODELO
COD. 4120005