



MICROSCOPIO BINOCULAR

NEW CERES



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cabezal binocular, inclinado 30 °
- ▶ 8 pulgadas de la pantalla LCD. Salida de Video: USB 2.0, mini USB, HDMI.
- ▶ Microscopio LCD digital táctil con Os: Android 4.2.2. Extensión de la tarjeta SD.
- ▶ Ocular gran campo WF 10X - Φ 18 mm. Ajuste dióptrico en ocular izquierdo.
- ▶ Objetivo Semi-Plan Achromatic de 4X, 10X, 40X, 100X.
- ▶ Visualización de la cabeza: libre de compensación.
- ▶ Estativo: 140 x 140mm con carro mecánico escala Vernier 75x50mm.
- ▶ Condensador NA=1.25.
- ▶ Iluminación LED con brillo ajustable.
- ▶ Procesador de doble núcleo de 1.6g a 7. Apoyo para tacto de 5 puntos.
- ▶ Parte digital: 5.0 megapíxeles cmos de chip y soporte inalámbrico Wi-Fi y Bluetooth.



MODELO

COD. 4110038