



MICROSCOPIO BINOCULAR PROFESIONAL CERES II



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cabezote binocular tipo seidentopt con inclinación de 30°.
- ▶ Distancia interpupilar de 48 - 75mm.
- ▶ Oculares (2) campo amplio WF 10X - Φ 22 mm.
- ▶ Objetivos de alto contraste al infinito de 4X, 10X, 40x (s), 100X (s, oil).
- ▶ Rango de Magnificación 40X a 1000X.
- ▶ Rango de enfoque 24mm con intervalo de 0.001mm.
- ▶ Porta objetivos giratorios, para 4 objetivos removibles.
- ▶ Estativo de 216 x 150mm con carro mecánico 75 x 55 (doble rango) mm.
- ▶ Ajuste macro y micrométrico con perilla.
- ▶ Condensador ABBE NA=1.25 Ajustable con diafragma de iris y porta filtros.
- ▶ Iluminación LED 3W con brillo ajustable.
- ▶ Con protección antihongos y cable enrollable en la parte trasera.
- ▶ Forro protector.



ACCESORIOS

COD. 4110116