



## MICROSCOPIO BINOCULAR PROFESIONAL CERES NEW



### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cabezote binocular porta oculares con inclinación de 30°.
- ▶ Distancia interpupilar de 50- 75mm con ocular adaptable a cámara.
- ▶ Oculares (2) campo amplio PL 10X -  $\Phi$  18 mm. Ajuste dióptrico en ocular izquierdo.
- ▶ Objetivos acromáticos de 4X, 10X, 40X (s), 100X (s, oil).
- ▶ Rango de Magnificación 40X a 1000X.
- ▶ Rango de enfoque 25mm con intervalo de 0.002mm.
- ▶ Porta objetivos giratorios, para 4 objetivos removibles
- ▶ Estativo de 140 x 132mm con carro mecánico escala Vernier 50 x 76mm.
- ▶ Ajuste micrométrico con perilla y escala, ajuste macrométrico con perilla.
- ▶ Condensador NA=1.25 Ajustable con diafragma de iris y porta filtros.
- ▶ Iluminación LED 3W con brillo ajustable.
- ▶ Adaptador 100V-240V. Entrada AC 50/60Hz y salida DC 12V 2A.
- ▶ Con protección antihongos.



### ACCESORIOS

COD. 4110114