



## MICROSCOPIO BINOCULAR

VESTA



### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cabezote binocular con 45° inclinación y 360° rotación. Distancia inter pupilar 55-75mm.
- ▶ Chasis Metálico con pintura horneable.
- ▶ Oculares WF10X campo amplio. Ajuste dióptrico en los dos oculares.
- ▶ Objetivos Zoom 1X - 4X.
- ▶ Rango de Magnificación 10X - 40X.
- ▶ Ajuste macrométrico.
- ▶ Platos porta objetos (en vidrio y mixto blanco y negro) y pinzas prensa muestras
- ▶ Producto con aprobación CE.
- ▶ Iluminación LED con brillo ajustable.
- ▶ Cable de poder y forro.



### ACCESORIOS

COD. 4110025/26