



MICROSCOPIO ESTEREO

GLASS LOW



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cabezote binocular con 45° inclinación y 360° rotación.
- ▶ Graduación de distancia inter pupilar 55-75mm.
- ▶ Chasis Metálico con pintura horneable.
- ▶ Oculares WF10X - Φ 23mm. Ajuste dióptrico en los dos oculares.
- ▶ Magnificación total 7.5X - 50X.
- ▶ Rango de enfoque de 80mm.
- ▶ Diámetro de campo visual Φ 33 - Φ 5.
- ▶ Distancia de trabajo de 113mm. Zoom Ratio 1:6.7.
- ▶ Platos porta objetos (en vidrio y blanco) y pinzas prensa muestras.
- ▶ Producto con aprobación CE.
- ▶ Fuente de alimentación 110V/60HZ.
- ▶ Iluminación LED: incidente 6800 lux y transmitida 2100 lux.



ACCESORIOS

COD. 4110027