




## MICROSCOPIO ESTEREO

OPEL 20X



### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cabezote trinocular inclinado a 45°.
- ▶ Regulación de la distancia interpupilar.
- ▶ Oculares campo amplio WF 10X -  $\Phi$  20mm.
- ▶ Objetivo zoom desde 0.7X hasta 4.5X.
- ▶ Ajuste de dioptrías.
- ▶ Puños zoom en ambos lados.
- ▶ Platos porta objetos (en vidrio y mixto blanco y negro).
- ▶ Pinzas prensa muestras.
- ▶ Ajuste micrométrico con perillas a través de cremallera.
- ▶ Iluminación LED.



**MODELO**

**COD. 4117045**