



MICROSCOPIO ESTEREO

URANO 40X



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cabezote binocular inclinado a 45° y 360° rotación.
- ▶ Distancia inter pupilar 55-75mm.
- ▶ Oculares campo amplio WF 10X - Φ 20mm. Ajuste dióptrico en ocular izquierdo.
- ▶ Objetivos de 2X y 4X, intercambiable por rotación.
- ▶ Rango de Magnificación 20X - 40X.
- ▶ Ajuste micrométrico con perillas a través de cremallera.
- ▶ Platos porta objetos (en vidrio y blanco) y pinzas prensa muestras.
- ▶ Producto con aprobación CE.
- ▶ Iluminación LED.
- ▶ Adaptador de corriente y forro.



ACCESORIOS

COD. 4110028