



MICROSCOPIO MONOCULAR

ACADÉMICO PMH-4



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cabezote Monocular con inclinación de 45° y 360° de rotación.
- ▶ Longitud del tubo mecánico: 160mm.
- ▶ Ocular WF 10X - Φ 18mm.
- ▶ Objetivos acromáticos de 4X, 10X, 40X(s), 100X(s, oil).
- ▶ Rango de Magnificación 40X a 1000X.
- ▶ Platina con doble graduación.
- ▶ Carro mecánico con escala Vernier.
- ▶ Ajuste macro y micrométrico con rango de 10mm.
- ▶ Condensador ABBE NA=1.25 ajustable.
- ▶ Diafragma de iris y filtro azul.
- ▶ Porta objetivos giratorio con rodamientos de bolas múltiples.
- ▶ Iluminación LED con brillo ajustable. Salida AC 100-230V/50-60Hz. Salida DC 5.8V, 100mA



MODELO

COD. 4110020