



MICROSCOPIO MONOCULAR

AQUILA PSM-4



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cabezote monocular con inclinación de 30° y 360° de rotación.
- ▶ Longitud del tubo mecánico: 160mm.
- ▶ Ocular campo amplio WF 10X.
- ▶ Objetivos acromáticos de 4X, 10X, 40X y 100X (s, oil).
- ▶ Rango de Magnificación 40X a 1000X.
- ▶ Porta objetivos giratorios, para 4 objetivos removibles.
- ▶ Platina de 125 x 115mm con pinza porta muestras.
- ▶ Carro mecánico escala Vernier 60 x 30mm.
- ▶ Ajuste micrométrico con perilla y escala, ajuste macrométrico con perilla.
- ▶ Condensador ABBE NA=1.20 Ajustable con diafragma de iris.
- ▶ Iluminación LED 6V/20W con brillo ajustable.
- ▶ Espejo con soporte y 3 filtros (azul, amarillo y verde).
- ▶ Dimensiones (incluido cabezote): 260(L) X 160(W) X 360(H) mm. Peso Neto: 4Kg.



ACCESORIOS

COD. 4110024