



MICROSCOPIO MONOCULAR

ESTUDIANTIL



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cuerpo de microscopio escualizable.
- ▶ Longitud del tubo mecánico: 160mm.
- ▶ Chasis Metálico con pintura horneable.
- ▶ Oculares de H5x, H10x, H16x.
- ▶ Objetivos acromáticos de 5x, 10x, 45x(s).
- ▶ Rango de magnificación de 25x a 720x.
- ▶ Platina mecánica lisa de 110 x 120mm con pinzas porta muestras.
- ▶ Ajuste macro y micrométrico en ambos lados del equipo.
 - ▶ Ajuste macro: 50mm
 - ▶ Ajuste micro: 1.8-2.2mm
- ▶ Diafragma de disco.
- ▶ Espejo plano y cóncavo de 50mm de diámetro.
- ▶ Iluminador LED.



ACCESORIOS

COD. 4110023