



MICROSCOPIO MONOCULAR

ESTUDIANTIL



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cabezote Monocular con inclinación de 45° y 360° de rotación.
- ▶ Ocular WF 16X - Φ 11mm.
- ▶ Objetivos acromáticos de 4x, 10x, 40x.
- ▶ Rango de magnificación 64X a 640X.
- ▶ Platina lisa de 97mm x 97mm con pinzas porta muestra.
- ▶ Ajuste de enfoque macro y micrométrico.
- ▶ Diafragma de disco.
- ▶ Porta objetivos giratorio con rodamientos de bolas múltiples.
- ▶ 3 baterías AA y adaptador de corriente 0.3A Salida 5V.
- ▶ Iluminación LED con brillo ajustable.
- ▶ Libreta papel de arroz y forro.



ACCESORIOS

COD. 4110035