



MICROSCOPIO MONOCULAR

ORION



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cuerpo de microscopio escualizable.
- ▶ Longitud del tubo mecánico: 160mm.
- ▶ Chasis Metálico con pintura horneable.
- ▶ Oculares de H10x, H16x.
- ▶ Objetivos acromáticos de 4x, 10x, 40x(s), 100x (s, oil).
- ▶ Rango de magnificación de 40x a 1600x.
- ▶ Platina lisa de 110mm x 120mm con pinzas porta muestras.
- ▶ Carro bidireccional con escala vernier de 60mm x 30mm.
- ▶ Ajuste macro y micrométrico en ambos lados del equipo.
 - ▶ Ajuste macro: 50mm
 - ▶ Ajuste micro: 1.8-2.2mm
- ▶ Condensador ABBE N.A = 1.25 con diafragma de iris. Porta filtro y filtro azul.
- ▶ Espejo plano y cóncavo de 50mm de diámetro.
- ▶ Iluminador LED.
- ▶ Maleta premium de plástico.



ACCESORIOS

COD. 4110016