



## MICROSCOPIO MONOCULAR

ORION



### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cabezote Trinocular Porta Oculares con inclinación de 45°.
- ▶ 360° de rotación y distancia interpupilar de 55-75mm.
- ▶ 2 Juegos de oculares campo amplio WF 10X y WF 16X.
- ▶ Ajuste dióptrico en ocular izquierdo.
- ▶ Objetivos acromáticos de 4X, 10X, 40X y 100X (s-aceite)
- ▶ Rango de Magnificación 40X a 1600X
- ▶ Rango de enfoque 30mm con intervalo de 0.002mm
- ▶ Ajuste micrométrico con perilla y escala y macrométrico con perilla.
- ▶ Estativo: 140x140mm escala. Carro mecánico escala Vernier 75x50mm.
- ▶ Condensador NA=1.25 Ajustable con diafragma de iris y portafiltras.
- ▶ Iluminación LED 6V/20W con brillo ajustable.
- ▶ Accesorio adicional: adaptable a cámara digital o pantalla LCD de 8 pulgadas.



### ACCESORIOS

COD. 4110007