



RODILLO EN ESPUMA ELÉCTRICO

Modelo: FT-YB-02 Marca



DESCRIPCIÓN:

Rodillo en espuma Eléctrico 4, con velocidades de vibración para Yoga, terapia de Masajes, alta intensidad, recargable, color negro

Modos de vibración de 4 velocidades Cuatro modos de vibración de velocidad diferentes---, medio, automático y alto, puede elegir el nivel más cómodo para usted. Este rodillo de masaje de tejido profundo de nueva generación es el compañero perfecto para las personas que desean recuperarse después de correr, yoga, escalada, levantamiento de pesas, artes marciales, ciclismo, boxeo, etc. Materiales ligeros y de alta calidad El rodillo de espuma vibratoria está hecho de materiales EPP y ABS de alta calidad. Es duradero y no se deforma fácilmente. Parece grande pero solo pesa 2.1 libras, ultraportátil y fácil de llevar a cualquier lugar, como gimnasio, oficina, etc. Puede disfrutar de su terapeuta de masaje personal en cualquier momento y en cualquier lugar. Promover la recuperación y el alivio del dolor El rodillo de espuma FITINDEX es adecuado para el cuello, la espalda, los brazos, el codo, los muslos, la pantorrilla, etc. La vibración terapéutica de alta intensidad, ayuda a promover la circulación sanguínea y el alivio del dolor muscular. Puede elegir la cantidad correcta de presión presionando el botón. Función recargable El rodillo de espuma eléctrica tiene una batería interna de iones de litio de 2200 mAh completamente cargada durante 3 horas. Puede usarlo durante 4 horas después de cargarlo completamente con el adaptador de CA. La otra función es la función inteligente de apagado automático de 10 minutos.

AJUSTE DE VIBRACIÓN DE 4 VELOCIDADES:

Este rodillo de espuma eléctrica proporciona una vibración terapéutica de alta intensidad para fisioterapia y ejercicio, lo que ayuda a aliviar el dolor muscular. Con 4 velocidades de vibración diferentes, puede elegir la cantidad correcta de velocidad e intensidad que funcione para usted.

MATERIALES DE ALTA CALIDAD Y FUNCIÓN RECARGABLE

Este rodillo de espuma vibratoria está hecho de materiales duraderos y de alta calidad para que no pierda su forma. Una batería completa permite 4 horas de uso continuo para que pueda brindarle una experiencia más duradera y mejor. LIGERO Y PORTÁTIL - El rodillo de espuma de punto gatillo solo pesa 2.1 libras, el diseño ultraportátil le permite disfrutar de su terapeuta de masaje personal en cualquier momento y en cualquier lugar. COMPAÑERO DEPORTIVO - Este rodillo masajeador de tejido profundo de nueva generación es el compañero perfecto para las personas que desean recuperarse después de correr, yoga, escalada, levantamiento de pesas, artes marciales, ciclismo, boxeo, etc. DISEÑO RECARGABLE CONVENIENTE - El rodillo de espuma eléctrica tiene una batería interna de iones de litio de 2200 mAh. Totalmente cargado durante 3 horas. Puede usarlo durante 4 horas después de cargarlo completamente con el adaptador de CA. La otra función es la función inteligente de apagado automático de 10 minutos.