

Tensiómetro Aneroide de Pared



Descripción del producto:

Referencia: BK1016B

BOKANG

Tablero grande análogo tipo reloj, manómetro escala de 0 - 300 mm/hg, sub-división manómetro 2 mm/hg, Compartimiento para brazalete y accesorios, protector de pantalla en acrílico. Accesorios Brazalete tamaño adulto en nylon, pera en látex con válvula y tubo en espiral de extensión. Tensiómetro de uso adulto.

*Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso

REGISTRO SANITARIO INVIMA

Registro sanitario: 2021DM-0023923	Fabricante: Wenzhou Bokang Instruments Co. Ltd
Titular: Coralmedica Ltda.	Marca Comercial: Bokang
Vigencia: 18/07/2031	Origen: China
Vida útil: 5 años	Indicaciones de uso: Uso profesional / Reutilizable
Clasificación: I	Sistemas calidad: ISO - 9001 - ISO 13485 - CE 0434
Importador: Coralmedica Ltda.	Condiciones de almacenamiento: Lugar seco, lejos de olores fuertes
Modalidad: Importar y Vender	Accesorios: No Aplica
Unidad de venta: Unidad	