



TENSIÓMETRO MODELO DE PARED

7670 - 01 WELCH ALLYN



marca: welch allyn - usa
unidad de venta: unidad
uso: utilizado para medir la presión arterial en cualquier ambiente clínico, hospital y consultorios.

Características:

El esfigmomanómetro aneróide 767 es ideal para obtener lecturas de la presión arterial precisa y fiable. el diseño ergonómico mejorado y la nueva imagen moderna contribuyen a lograr un esfigmomanómetro aneróide de fácil uso, desarrollado con el personal y la eficiencia en su desempeño en mente. el dial grabado mediante láser en bajo relieve con indicadores de alto contraste y aguja roja, proporciona precisión certificada para reducir los errores y mejorar el cuidado del paciente.

Especificaciones técnicas:

- tecnología tradicional.
- caratula en grabado en laser
- garantía de calibración: vitalicia

- rango: 0 – 300 mmhg
- intervalos: 10 mmhg
- resolución: 2 mmhg
- soporte pared con cesto de almacenamiento incorporado
- rotación: 70°
- libre de mercurio y latex
- precisión certificada +/-3 mmhg
- perilla de insuflación
- sistema de desinflado: válvula
- sistema de seguridad antifuga de aire
- tubo enrollado 200 cm
- material de caja/carcasa: policarbonato y abs

Accesorios:

- brazalete flexiport de dos vías reusable tamaño adulto • válvula y pera insufladora libre de latex • soporte para pared

Notas técnicas:

garantía: un (1) año por defecto de fábrica