



ZAPATOS POST OPERATORIO

DISSAN



MEDIDAS DE SUELA:

1. Talla S: 23 cm
2. Talla M: 25,8 cm
3. Talla L: 29 cm

INDICACIONES:

El zapato post operatorio es indicado para lesiones post - traumáticas o post -operatorias del pie como el hallux valgus o lesiones metatarsales.

CARACTERÍSTICAS:

- Suela de forma ergonómica antideslizante.
- Se adapta tanto para el pie derecho como para el izquierdo.

- Sistema de cierre de velcro que permite ajustar según la necesidad.

MATERIALES:

- Suela semi rígida y antideslizante tipo rocket.
- Tejido suave, confortable y antitranspirante (bondeado).
- Plantilla interior con revestimiento.
- Cierres de velcro

CUIDADOS:

- Lave a mano con jabón suave.
- Dejar secar a la sombra.
- Utilice la talla adecuada.
- Si presenta irritación suspenda su uso y consulte su médico.