



ADAPTADOR AC 110-120 VOLTIOS 9V 200 MA

ADPT 40 HEALTH O METER



Descripcion

El adaptador ADPT40 proporciona una fuente de alimentación confiable para básculas Health o meter® compatibles, eliminando la necesidad de baterías y asegurando un funcionamiento continuo. Diseñado para conectarse fácilmente a tomacorrientes estándar de 110-120V, entrega una salida de 9V y 200mA, ideal para entornos médicos y clínicos que requieren precisión y estabilidad.

Características

- Entrada: 110-120 V AC
- Salida: 9V DC, 200mA
- Conexión segura y fácil de usar
- Compatible con modelos específicos de Health o meter®
- Diseño compacto y duradero