



BÁSCULA DIGITAL

BEURER BF 105



Especificaciones

- *Tipo de producto: Báscula diagnóstica*
- *Conectividad: USB y Bluetooth®*
- *Pantalla: Retroiluminada, con números de 22 mm*
- *Electrodos: Acero inoxidable cepillado*
- *Grados de actividad física: 5 niveles*
- *Memoria de usuarios: Hasta 10 perfiles*
- *Memoria de mediciones: 30 registros por usuario*
- *Indicador de tendencias: Disponible en la app*
- *Unidades de medida: kg / lb / st*
- *Superficie de pesaje: 33 x 30 cm*
- *Dimensiones del producto: 33 x 33 x 4 cm*
- *Capacidad de carga: 180 kg*
- *Precisión: 100 g*
- *Alimentación: 6 pilas de 1,5 V AA*
- *Certificación CE: Sí*

Características

- Análisis completo del cuerpo con alta precisión
- Medición segmentada (parte superior e inferior del cuerpo) mediante 8 electrodos
- Pieza manual extraíble con retroiluminación azul
- Pantalla XXL extraíble: 120 x 46 mm, con matriz de puntos moderna
- Mediciones disponibles:
 - Peso
 - Grasa corporal
 - Agua corporal
 - Masa muscular
 - Masa ósea
 - Calorías AMR / BMR
 - Cálculo del IMC incluido
- Guía del usuario en varios idiomas: alemán, inglés, francés, español e italiano
- Electrodos de gran tamaño en acero inoxidable cepillado
- Conectividad: Transmisión de datos por Bluetooth® y USB
- Memoria de usuarios: hasta 10 perfiles + modo invitado
- Memoria de mediciones: 30 registros por usuario
- Encendido: mediante botón (Button-On)
- Apagado automático y aviso de sobrecarga
- Capacidad de carga: 180 kg
- Tamaño de los números en pantalla: 22 mm
- Incluye app gratuita beurer HealthManager Pro
- Transmisión de datos a la app vía Bluetooth® o al PC mediante software USB-Uploader