



BÁSCULA DE PIE MECÁNICA

450KL HEALTH O METER



Descripción

La 450KL es la báscula mecánica de primera línea y líder del mercado en consultorios médicos durante décadas. Las características especiales incluyen números grabados de larga duración en barras de equilibrio giratorias (LB o KG) y contrapesos incluidos que aumentan la capacidad a 500 lb / 200 kg

Características

- Barra de medición ajustable: Permite una lectura fácil en lb o kg con barras giratorias.
- Garantía de 10 años: Cobertura líder en la industria ante daños o reparaciones.
- Varilla de altura incluida: Mide alturas de 30 cm a 213 cm (11 7/8" – 84").
- Recubrimiento en polvo: Protege contra el óxido y prolonga la vida útil de la báscula.
- Números grabados: Mayor durabilidad y legibilidad con uso frecuente.
- Alta capacidad: Báscula de pie con capacidad de 500 lb / 200 kg para usos versátiles.

Especificaciones

- Capacidad: 500 lb / 200 kg
- Contrapesos incluidos
- Graduación: 1/4 lb / 100 g
- Tamaño de la plataforma: (alto)/267 mm (ancho) x 356 mm (prof.) x 83 mm (alto)
- Barras de equilibrio giratorias fáciles de leer para una lectura doble en lb y kg
- Varilla de altura de lectura doble profesional: 30 cm - 213 cm
- Ruedas opcionales disponibles
- Calibrada en fábrica para garantizar la precisión
- Recubrimiento de pintura en polvo inoxidable por dentro y por fuera para una vida útil extendida

