



BALANZA DIGITAL CON 2 RAMPAS

2610 KL HEALTH O METER



Descripcion

La báscula digital 2610KL es el modelo para silla de ruedas más popular de Health o Meter®, con capacidad de hasta 1000 lb (454 kg). Su diseño de doble rampa y plataforma plegable permite un almacenamiento práctico, mientras que sus ruedas integradas —únicas en el mercado— facilitan su movilidad. Incluye teclado con protección antimicrobiana, cabezal giratorio de 180°, y una plataforma antideslizante de bajo perfil, ideal para consultorios, hospitales, clínicas y centros de atención a corto o largo plazo.

Características

- Conectividad RME: Se conecta fácilmente con computadoras, programas de registros médicos electrónicos (RME) y otros dispositivos electrónicos mediante soluciones de Health o meter® Professional.
- Cálculo de IMC: Permite calcular el Índice de Masa Corporal del paciente.
- Plataforma versátil: Amplia y de bajo perfil, compatible con sillas de ruedas de todos los tamaños, ideal también para pacientes bariátricos.
- Pantalla interactiva: A color y de alto contraste, con una interfaz intuitiva y fácil de usar.
- Portabilidad y almacenaje: Incluye 4 ruedas (2 pivotantes) y rampas plegables para facilitar el transporte y almacenamiento.
- Menú de ayuda en pantalla: Ofrece asistencia para el uso y configuración de funciones operativas.
- Everlock® (patente pendiente): Permite bloquear la unidad de medida en LB o KG para mayor seguridad.

Especificaciones

- Capacidad: 1,000 lb / 454 kg
- Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
- Pantalla: Pantalla TFT-LCD a color de alto contraste de 1 1/2" 38 mm
- Alimentación: Adaptador de 100-240V adapter (ADPT30) incluido, 6 baterías D no incluidas
- Tamaño de la plataforma 914 mm x 819 mm x 64 mm
- Tamaño de la rampa: 819 mm x 248 mm
- Dimensiones de la 2610KL : 1441 mm x 1114 mm x 1254 mm
- Portabilidad: 98 lb / 44kg