



## BÁSCULA DIGITAL PESA

### 3400KL HEALTH O METER



#### Descripcion

El diseño sólido industrial del 3400KL incluye una base estable de acero inoxidable y un plato de pesaje de acero inoxidable extraíble (el 3401KL viene con una bandeja plana) que se puede esterilizar en autoclave.

#### Características

- El diseño de acero inoxidable es de limpieza fácil e ideal para ambientes estériles.
- La balanza funciona con una batería recargable de 6 voltios y un adaptador de corriente que se incluye con la balanza
- La báscula proporciona resultados exactos y precisos con una alta resolución de 0.1 oz (1 g).
- La charola de pesaje profunda y amplia retiene los fluidos con seguridad y puede retirarse para su esterilización.
- Puede restar el peso del contenedor para obtener un peso neto exacto del contenido.
- Fácil de leer desde cualquier ángulo y condición de luz.

#### Especificaciones

- Capacidad: 176 oz / 5000 g
- Resolución: 0.5 oz / 10 g
- Dimensiones de la superficie de pesaje (charola): 25.4cm (l) x 24.9cm (a) x 6.1cm (a)
- Pantalla LCD 5/8" (1.59cm)
- Resolución: 0.05 oz / 1 g
- Dimensiones de la base de la báscula: 29.2cm (l) x 25cm (a) x 13.3cm (a)
- Fuente de alimentación
- 100 – 240 VAC AC adaptor/ cargador de batería / una batería recargable de 6 voltios (incluida)

