



BÁSCULA DIGITAL

500KL HEALTH O METER



Especificaciones

- Capacidad: 660 lb / 300 kg
- Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
- Conectividad RME: Via tecnología inalámbrica Pelstar® opcional
- Pantalla: Pantalla LCD de 1" / 25 mm
- Baterías: 6 baterías AA batteries incluidas, adaptador opcional (No. de orden ADPT31)
- Tamaño de la plataforma: 349 mm x 419 mm x 60 mm
- Plataforma a prueba de abolladuras y óxido
- Dimensiones del producto: 359 mm x 537 mm x 1362 mm
- Peso del producto: 21 lb / 9 kg
- Tallímetro: 76 cm-214 cm
- Graduación: 1 mm
- Portabilidad: 2 ruedas, distancia entre ejes ancha de 8" para facilitar el movimiento

Descripción

La Health o meter® 500KL es una báscula médica digital de alta precisión y uso intuitivo, ideal para consultorios, clínicas y hospitales. Soporta hasta 300 kg / 660 lb, incluye un tallímetro integrado, plataforma antideslizante, pantalla a nivel de los ojos y funciones como IMC, tara, memoria y cambio de unidad. Ofrece conectividad RME (USB o inalámbrica) y la función Everlock® para fijar la unidad de medida. Su diseño de bajo perfil y estructura robusta facilitan su uso y transporte.

Características

- Conexión RME: Compatible con tecnología inalámbrica Pelstar® opcional para integrar con sistemas electrónicos médicos.
- Barandal abrazador inteligente 500HB: Accesorio disponible para la 500KL o cualquier báscula de la Serie 500; brinda estabilidad sin afectar la precisión del peso.
- Plataforma de perfil bajo a prueba de óxido: Requiere un paso mínimo, ofreciendo una experiencia de pesaje más cómoda y segura.
- Everlock® (patente pendiente): Permite fijar permanentemente la unidad de medida en libras (LB) o kilogramos (KG) para mayor seguridad.
- Funciones
 - Conversión a LB/KG
 - Bloqueo de LB/KG
 - IMC
 - Cero
 - Tara, Pre-tara
 - Retención/liberación
 - Cero automático
 - Apagado automático
 - Volver a pesar
 - Memoria
 - Función de pesaje de padre/hijo
 - Everlock® - fijación permanente de la unidad de peso