



BÁSCULA DIGITAL CON BARANDALES

1100 KL HEALTH O METER



Descripción

La báscula bariátrica digital 1100KL soporta hasta 1000 lb (454 kg) y ofrece alta calidad, seguridad y facilidad de uso. Cuenta con barandales extra anchos para mayor estabilidad, pantalla giratoria de 180°, plataforma antideslizante de bajo perfil y ruedas para facilitar su transporte. Ideal para entornos médicos como hospitales, clínicas y consultorios.

Características

- Conectividad RME: Puerto USB para integración con computadoras, software RME y otros dispositivos electrónicos mediante soluciones de Health o meter® Profesional.
- Teclado antimicrobiano: Protección que ayuda a mantener la higiene.
- Pasamanos "vivos": Permiten al paciente sostenerse sin afectar la precisión del peso.
- Plataforma de bajo perfil: Facilita el acceso con un paso mínimo, mejorando la comodidad y estabilidad.
- Cálculo de IMC: Incluye función para calcular el índice de masa corporal.
- Pantalla giratoria de 180°: Mejora la visualización y privacidad de la información.
- Menú de ayuda en pantalla: Asiste al usuario con instrucciones y configuraciones accesibles.
- Visualización interactiva: Pantalla a color de alto contraste, intuitiva y fácil de usar.
- Everlock®: Permite bloquear la unidad de peso (LB o KG) para mayor seguridad.

Especificaciones

- Capacidad: 1000 lb / 454 kg
- Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
- Conectividad RME: Via USB, Tecnología inalámbrica Pelstar® opcional
- Pantalla: Pantalla TFT-LCD a color de alto contraste de 1 1/2" / 38 mm
- Alimentación: Adaptador de 100-240V adapter (ADPT30) incluido, 6 baterías D no incluidas
- Tamaño de la plataforma: 559 mm x 400 mm x 64 mm
- Dimensiones del producto: 806 mm x 851 mm x 1264 mm
- Peso del producto: 52 lb / 23 kg